

# Catalogo prodotti per la cura, il trattamento e la prevenzione delle ferite.



# Indice

Medicazioni assorbenti in schiuma di poliuretano	7
Medicazioni assorbenti in schiuma di poliuretano bordate	9
Medicazioni assorbenti in schiuma di poliuretano conformate	11
Medicazioni di contatto	12
Medicazioni post- operatorie e per cicatrici	13
Medicazioni antimicrobiche	14
Wound bed preparation	16
Fibre gelificanti	17
Oxygen therapy	18
Soluzioni per l'irrigazione della ferita	18
Sistemi per il posizionamento e movimentazione del paziente	19
Medicazioni trasparenti in film di poliuretano	21
Medicazioni di fissaggio	23
Medicazioni assorbenti e super assorbenti	25
Garze e tamponi in tessuto non tessuto	26
Prodotti dermatologici	28
Terapia a pressione negativa monouso portatile	29

## Legenda iconografica

per individuare facilmente le caratteristiche delle nostre medicazioni



RITAGLIABILE



TRASPARENTE



IMPERMEABILE



RIPOSIZIONABILE



PROTEZIONE  
RAGGI UV



ANTIMICROBICO



METALLI  
PESANTI FREE




TECNOLOGIA  
FLEX



**Azienda Leader**  
nel campo dei  
dispositivi  
medici

Il nostro obiettivo è capire le vostre sfide che affrontate quotidianamente, innovandoci per cercare di offrire sempre nuove soluzioni che possano semplificare e sostenere l'incredibile lavoro che fate ogni giorno.

# La nostra impronta globale



1

Casa Madre e R&D  
Goteborg Svezia

15

Siti di produzione

36

Paesi con uffici  
vendita

+100

Paesi con vendite tramite  
distributori

## UNA TRADIZIONE DI PIONIERI

# La nostra storia





## Le medicazioni Safetac® sono la scelta sicura per te e i tuoi pazienti.

Le medicazioni Safetac® di Mölnlycke Health Care hanno contribuito ad ottimizzare il comfort, ripristinare la fiducia e a creare un risultato migliore per milioni di pazienti.

### Scegliere Mölnlycke Health Care significa:

- soluzioni vantaggiose in termini costo/beneficio
- medicazioni e trattamenti basati su una solida evidenza scientifica e clinica ospedaliera
- diverse soluzioni di trattamento per diverse tipologie di ferite
- una particolare attenzione al paziente per migliorare la sua qualità di vita



## Con le medicazioni Safetac® il risultato è assicurato!

Le medicazioni Safetac® che ti vogliamo offrire non danneggiano la cute, non peggiorano la ferita, non danno allergie o irritazioni causate dai collanti presenti nei cerotti tradizionali e soprattutto... non fanno male alla rimozione.


Medicazione 1 con adesivo  
acrilico

Medicazione 2 con adesivo  
acrilico

Medicazione con idrocolloide

Medicazione 3 con adesivo  
acrilico

Medicazione con Safetac®



# Medicazioni assorbenti in schiuma di poliuretano

## Mepilex®



Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano con strato Safetac®, ideale per la gestione di un'ampia gamma di ferite essudanti.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita	ISO/LEA
294015	5x5 cm	5	40	
294100	10x10 cm	5	70	09.21.12.003 04.49.18.603
294200	10x20 cm	5	45	04.49.18.606
294300	15x15 cm	5	25	
294400	20x20 cm	5	20	09.21.12.006
294500	20x50 cm	2	12	

## Mepilex® Lite



Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano con strato Safetac®, ideale per la gestione di un'ampia gamma di ferite essudanti.




Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita	ISO/LEA
284000	6x8,5 cm	5	70	
284100	10x10 cm	5	50	09.21.12.003 04.49.18.603
284300	15x15 cm	5	30	04.49.18.603
284500	20x50 cm	4	24	

## Medicazioni assorbenti in schiuma di poliuretano

### Mepilex® XT



Medicazione altamente assorbente in schiuma di poliuretano con strato SafetaC® e con canali esclusivi, per la tutte le fasi di trattamento delle ferite essudanti.




Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita	ISO/LEA
211015	5x5 cm	5	40	
211100	10x10 cm	5	70	09.21.12.003 04.49.18.603
211200	10x20 cm	5	45	04.49.18.606
211300	15x15 cm	5	25	
211400	20x20 cm	5	20	09.21.12.006
211500	20x50 cm	2	12	

### Mepilex® Transfer



Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano sottile per il drenaggio degli essudati. Si può tagliare e tenere in situ più giorni



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
294502	20x50 cm	4	24
294600	7,5x8,5 cm	5	70
294700	10x12 cm	5	50
294800	15x20 cm	5	40

# Medicazioni assorbenti in schiuma di poliuretano bordate

Medicazione con bordo, in schiuma di poliuretano altamente assorbente, a cinque strati con struttura fessurata con Tecnologia Proprietaria Flex, strato di contatto con la lesione in silicone morbido Safetac® e Innovativo Sistema di Monitoraggio dell'Essudato sulla superficie esterna che consente di seguire e documentare oggettivamente la diffusione dell'essudato, evitando così cambi eccessivi della medicazione. E' disponibile in forma quadrata e ovale per garantire un fissaggio sicuro anche nelle zone difficili.

## Mepilex® Border Flex

**Safetac**  
TECHNOLOGY



Medicazione altamente assorbente in schiuma di poliuretano con strato Safetac® e con canali esclusivi, per la tutte le fasi di trattamento delle ferite essudanti.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita	ISO/LEA
595200	7,5x7,5 cm	5	50	
595300	10x10 cm	5	50	
595000	12,5x12,5 cm	5	50	09.21.12.009
595400	15x15 cm	5	50	09.21.12.012 04.49.18.603
595600	15x20 cm	5	50	09.21.12.012 04.49.18.606
585800	10x20 cm	10	30	04.49.18.606
595850	10x25 cm	10	30	
595900	10x30 cm	10	40	04.49.18.609

## Mepilex® Border Flex Oval

**Safetac**  
TECHNOLOGY



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita	ISO/LEA
583500	7,8x10 cm	5	50	09.21.12.012 04.49.18.606
583300	13x16 cm	5	35	09.21.12.009
583400	15x19 cm	5	45	

## Medicazioni assorbenti in schiuma di poliuretano bordate



### Mepilex® Border Flex Lite



Medicazione con bordo, in schiuma di poliuretano altamente assorbente, a quattro strati con struttura fessurata con Tecnologia Proprietaria Flex e strato di contatto con la lesione in silicone morbido Safetac. Mepilex® Border Flex Lite é adatto per la gestione di un'ampia gamma di lesioni da non essudanti a moderatamente essudanti.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
581011	4x5 cm	10	70
581100	5x12,5 cm	5	65
581200	7,5x7,5 cm	5	70
581300	10x10 cm	5	50
581500	15x15 cm	5	50

## Medicazioni assorbenti in schiuma di poliuretano conformate

### Mepilex® Heel



Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano e strato Safetac®, conformata per il tallone, per la prevenzione e il trattamento delle lesioni da pressione. Può essere fissata con una maglia tubolare tipo Tubifast®.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita	ISO/LEA
288100	13x20 cm	5	25	
288300	15x22 cm	5	30	04.49.18.609

### Mepilex® Border Sacrum



Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano con bordo e strato Safetac®, conformata per la zona sacrale. Per la prevenzione e il trattamento delle lesioni da pressione. Non richiede ulteriore fissaggio.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita	ISO/LEA
282010	16x20 cm	10	30	09.21.12.012
282410	22x25 cm	10	30	09.21.12.012
282500	15x15 cm	5	50	09.21.12.012

### Mepilex® Border Heel



Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano con bordo e strato Safetac®, conformata per il tallone. Ideale per la prevenzione e il trattamento delle lesioni da pressione. Non richiede ulteriore fissaggio.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita	ISO/LEA
282710	22x23 cm	10	30	09.21.12.012

## Medicazioni di contatto

### Mepitel®

SafetaC  
TECHNOLOGY



Medicazione di contatto protettiva e trasparente, con Safetac®. È riposizionabile, permette il passaggio dell'essudato verso la medicazione secondaria. Non aderisce alla ferita. Può rimanere in sede per 14 giorni.




Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
290510	5x7,5 cm	10	50
290710	7,5x10 cm	10	40
291010	10x18 cm	10	70
292005	20x30 cm	5	30

### Mepitel® One

SafetaC  
TECHNOLOGY



Medicazioni di contatto protettiva, in rete di poliuretano trasparente che non danneggia la cute neoformata e non disturba i processi di guarigione: è l'alternativa ideale della garza grassa. Strato Safetac® su 1 solo lato.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
289100	5x7,5 cm	10	70
289300	7,5x10 cm	10	40
289500	10x18 cm	10	70
289700	17x25 cm	5	40



## Medicazioni Post - Operatorie

### Mepilex® Border Post- Op

**SafetaC**  
TECHNOLOGY



Medicazione assorbente post-operatoria con bordo trasparente e strato di contatto Safetac® in silicone morbido.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita	ISO/LEA
496100	6x8 cm	10	80	
496200	9x10 cm	10	70	
496300	10x15 cm	10	100	
496400	10x20 cm	10	120	09.21.12.009
496450	10x25 cm	10	60	09.21.12.009 04.49.18.603
496600	10x30 cm	10	40	09.21.12.012
496650	10x35 cm	5	50	09.21.12.012

## Medicazioni per cicatrici

### Mepiform®

**SafetaC**  
TECHNOLOGY



Mepiform® é una medicazione adesiva in morbido silicone, sottile e flessibile, per il trattamento e la prevenzione di cicatrici ipertrofiche e cheloidi. Lo strato di contatto in morbido silicone é Safetac®.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita	ISO/LEA
293100	4x30 cm	5	50	
293200	5x7,5 cm	5	25	
293400	10x18 cm	5	35	

## Medicazioni antimicrobiche

### Mepilex® Ag



Medicazione in schiuma di poliuretano, per ferite infette. Sviluppa l'attività antimicrobica entro 30 minuti dall'applicazione e fino a 7 giorni.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita	ISO/LEA
287110	10x10 cm	5	70	09.21.12.003 04.49.15.506
287210	10x20 cm	5	45	04.49.15.509
287310	15x15 cm	5	25	04.49.15.503
287410	20x20 cm	5	20	09.21.12.006
287510	20x50 cm	2	12	

### Mepilex® Transfer Ag



Medicazione antimicrobica assorbente in schiuma di poliuretano sottile con strato di contatto SafetaC® per il drenaggio degli essudati. La medicazione sviluppa la sua attività antimicrobica entro 30 minuti dall'applicazione e fino a 14 giorni.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
394000	7,5x8,5 cm	10	70
394100	10x12,5 cm	5	50
394500	20x50 cm	2	12
394700	12,5x12,5 cm	5	50
394800	15x20 cm	10	50

## Medicazioni antimicrobiche

### Mepilex® Border Ag

SafetaC  
TECHNOLOGY



Medicazione in schiuma di poliuretano con bordo, per ferite infette. Sviluppa l'attività antimicrobica entro 30 minuti dall'applicazione e fino a 7 giorni. Non richiede ulteriori sistemi di fissaggio.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita	ISO/LEA
395200	7,5x7,5 cm	5	70	
395300	10x10 cm	5	50	
395400	15x15 cm	5	50	09.21.12.012
395410	17,5x17,5 cm	5	35	09.21.12.012
395600	15x20 cm	5	45	09.21.12.012
395700	10x25 cm	5	35	09.21.12.09 04.49.15.506
395800	10x20 cm	5	35	09.21.12.09 04.49.15.506
395900	10x30 cm	5	25	09.21.12.012

### Mepilex® Heel Ag

SafetaC  
TECHNOLOGY



Medicazione sagomata per il tallone, in schiuma di poliuretano per ferite infette. Sviluppa l'attività antimicrobica entro 30 minuti dall'applicazione e fino a 7 giorni. Può essere fissato con una maglia tubolare, tipo Tubifast®.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
388100	13x20 cm	5	25
388300	15x22 cm	5	30

### Mepilex® Border Sacrum Ag

SafetaC  
TECHNOLOGY



Medicazione conformata per la zona sacrale, in schiuma di poliuretano con bordo, per ferite infette. Sviluppa l'attività antimicrobica entro 30 minuti dall'applicazione e fino a 7 giorni. Non richiede ulteriori sistemi di fissaggio.




Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita	ISO/LEA
382000	18x18 cm	5	40	09.21.12.012
382400	23x23 cm	5	25	09.21.12.012 04.49.15.503

## Wound bed preparation

### Mesalt®




Compresa assorbente in tessuto non tessuto a contenuto salino per ferite infette.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
285580	5x5 cm	30	240
285780	7,5x7,5 cm	30	240
286080	10x10 cm	30	180
285280	2x100 cm	10	80

### Melgisorb® Plus

Medicazione ad alta assorbenza in alginato di calcio e sodio ideale per ferite da moderatamente a molto essudanti, a contatto con l'essudato forma un gel che mantiene un ambiente umido ottimale per la guarigione.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita	ISO/LEA
252000	5x5 cm	10	100	
252200	10x10 cm	10	100	09.21.12.003
252500	10x20 cm	10	100	04.49.03.109
253500	3x45 cm	5	50	04.49.03-106

### Melgisorb® Ag

Medicazione ad alta assorbenza in fibre di alginato di Ca, CMC e Argento, per la gestione di ferite essudanti infette. A contatto con l'essudato forma un gel che mantiene un ambiente umido ottimale per la guarigione.




Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita	ISO/LEA
256055	5x5 cm	10	100	
256105	10x10 cm	10	100	09.21.12.003 04.49.15.506
256155	15x15 cm	10	100	04.49.15.503
256205	20x30 cm	5	50	
256605	3x44 cm	10	100	

# Fibre gelificanti

## Exufiber®

Medicazione in fibra gelificante con tecnologia Hydrolock®. Exufiber® assorbe e trattiene essudati da moderati a molto abbondanti. A contatto con i fluidi, le fibre di Exufiber® interagiscono con gli essudati e gelificano, facilitando la guarigione della lesione in ambiente umido e la rimozione durante il cambio di medicazione.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita	ISO/LEA
709900	5x5 cm	10	40	04.49.09.303
709901	10x10 cm	10	80	09.21.12.003 04.49.09.306
709903	15x15 cm	10	60	09.21.12.012 04.49.09.309
709904	20x30 cm	5	25	
709909	2x45 cm	5	25	04.49.09.306
709908	1x45 cm	5	25	

## Exufiber® Ag

Exufiber® Ag+ é caratterizzata da un assorbimento e una ritenzione dell'essudato della lesione elevati, mantenendo un ambiente umido. La tenuta strutturale di Exufiber® Ag+ favorisce la rimozione in un solo pezzo. A contatto con l'essudato, la medicazione rilascia ioni d'argento sul letto della lesione e fornisce un'azione antimicrobica.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita	ISO/LEA
603401	5x5 cm	10	40	
603402	10x10 cm	10	60	09.21.12.003 04.49.15.506
603403	15x15 cm	10	60	09.21.12.012 04.49.15.503
603407	20x30 cm	5	20	09.21.12.006
603400	2x45 cm	5	20	04.49.15.506

## Oxygen therapy

### Granulox®

Granulox® é un dispositivo medico innovativo per il trattamento di ferite croniche. Il principio attivo emoglobina fornisce esternamente ossigeno tramite diffusione alla base della ferita. Il miglioramento dell'apporto di ossigeno alla base della ferita ne favorisce e supporta la guarigione.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
36001	12 ml	1	6

## Soluzione per l'irrigazione delle ferite

### Granudacyn®

Granudacyn® é una soluzione di irrigazione per la detersione e l'idratazione di lesioni acute, croniche e contaminate e ustioni di primo e secondo grado. L'acido ipocloroso (HOCl) ne garantisce la conservazione ottimale e rende la soluzione Granudacyn® un alleato affidabile nell'irrigazione delle lesioni.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
<b>Granudacyn soluzione di irrigazione</b>			
360150	50ml spray	1	20
360100	250ml spray	1	15
360101	500ml	1	12
360102	1000ml	1	6
360103	500ml Npwt	1	12
360104	1000 ml NPWT	1	6
<b>Granudacyn gel</b>			
360107	50g	1	12
360108	100g spray	1	12
360106	250g spray	1	15

## Sistemi per il posizionamento e movimentazione del paziente

### Mölnlycke® Z-Flex™

Lo stivale fluidizzato garantisce il posizionamento in sicurezza della parte inferiore della gamba. E' realizzato in materiale Outlast termoregolato che aiuta a mantenere il comfort delle gambe a lungo. Ridistribuisce la pressione, è facile da utilizzare e confortevole per i pazienti.



Codice	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
1400122	1	2
1400123	1	8

### Mölnlycke® Tortoise™

Il sistema di posizionamento privo di qualsiasi ausilio meccanico è costituito da un materassino di posizionamento e da un posizionatore fluido. Questo Sistema permette di movimentare e riposizionare il paziente nella posizione terapeutica desiderate riducendo il rischio scivolamento del paziente dal letto. Inoltre, permette di ridurre i rischi come incidenti ed infortuni del caregiver a causa della movimentazione del paziente.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
1400800	Standard	1	1
1400801	Bariatrico	1	1

### Mölnlycke® Z-Flo™

Il posizionatore fluidizzato per pazienti adulti aiuta a garantire un riposizionamento sicuro, protetto e durevole, proteggendo le parti anatomiche a rischio. Il posizionatore è modellabile per adattarsi al corpo, mantiene la forma e a differenza di altri dispositivi non sono soggetti all' effetto della gravità.



Tipologia	Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
Posizionatore piccolo	1401007	29x50 cm	1	8
Posizionatore medio	1401011	41x 75 cm	1	1
Posizionatore medio con linguetta	1401003	41x 75 cm	1	1
Posizionatore grande	1401005	63x91 cm	1	1

## Mölnlycke® Z-Flo™

Il posizionatore fluidizzato per pazienti adulti aiuta a garantire un riposizionamento sicuro, protetto e durevole, proteggendo le parti anatomiche a rischio. Il posizionatore é modellabile per adattarsi al corpo, mantiene la forma e a differenza di altri dispositivi non sono soggetti all' effetto della gravità.



Tipologia	Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
<b>Posizionatori neonatali</b>				
Posizionatore quadrato piccolo con fodera	1400233	18x18 cm	1	18
Posizionatore quadrato piccolo con fodera	1400227	18x25 cm	1	12
Posizionatore quadrato medio con fodera	1400239	23x38 cm	1	6
Posizionatore quadrato grande con fodera	1400200	30x51 cm	1	6
Tubo piccolo con 3 fodere monouso	1400222	76x16,5 cm	1	6
Tubo grande con fodera	1400224	152x16,5 cm	1	6
Corpo intero medio con fodera	1400206	41x61 cm	1	6
Corpo intero grande con fodera	1400213	51x76 cm	1	4
<b>Fodere neonatali monouso</b>				
Fodera monouso quadrata piccola	1400234	18x18 cm	1	50
Fodera monouso piccola	1400229	18x25 cm	1	50
Fodera monouso media	1400241	23x38 cm	1	50
Fodera monouso grande	1400202	30x5x51 cm	1	50
Fodera monouso tubo grande	1400225	152x16,5 cm	1	50
Fodera monouso medi corpo intero	1400208	41x61 cm	1	50
Fodera monouso media corpo intero	1400216	51x76 cm	1	50
Strisce neonatali	1400218	-	1	50

## Medicazioni trasparenti in film di poliuretano

### Mepore® Film



Medicazione adesiva, trasparente e flessibile in film di poliuretano, impermeabile e traspirante. Ideale per il fissaggio di dispositivi, come medicazione secondaria a coperture o come prevenzione da frizione. Sistema di applicazione con cornice.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
270600	6x7 cm	100	600
271500	10x12 cm	70	210
272500	10x25 cm	20	100
273000	15x20 cm	10	50
273500	20x30 cm	5	30

### Mepore® Film&Pad



Medicazione adesiva in film di poliuretano con tampone assorbente, per diverse ferite, da piccoli tagli a ferite chirurgiche. Trasparente e resistente all'acqua. Priva di lattice e colofonia. Delicata e sicura nel fissaggio



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
275100	4x5 cm	85	340
275200	5x7 cm ovale	85	340
275300	5x7 cm	85	340
275400	9x10 cm	30	180
275500	9x15 cm	30	240
275600	9x20 cm	30	240
275700	9x25 cm	30	150
275800	9x30 cm	25	125
275900	9x35 cm	25	100

# Medicazioni trasparenti in film di poliuretano

## Mepore®



Medicazione adesiva post-operatoria con tampone assorbente, traspirante, flessibile e microtraforata, con strato di contatto non aderente alla ferita. Disponibile in varie misure e in rotolo.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
<b>Versione sterile in busta singola</b>			
670800	6x7 cm	60	480
670900	9x10 cm	50	400
671000	9x15 cm	50	400
671100	9x20 cm	30	180
671200	9x25 cm	30	210
671300	9x30 cm	30	270
671400	9x35 cm	30	180
<b>Versione non in sterile in rotolo</b>			
331900	4x5 cm	1	24
332000	7x5 cm	1	18

## Mepitel® Film

**SafetaC**  
TECHNOLOGY



Medicazione in film trasparente per la protezione della cute fragile e compromessa con strato di contatto SafetaC®. Può essere mantenuta in situ anche durante la radioterapia. Riduce il rischio di frizioni sulla pelle irradiata e sensibile da parte di indumenti o tessuti.




Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
296170	6x7 cm	10	50
296500	10,5x12 cm	10	70
296700	10,5x25 cm	10	50
296900	15,5x20 cm	10	70

## Medicazioni di fissaggio

### Mepitac®



Mepitac® é un cerotto “senza dolore” in silicone. Grazie all'estrema conformabilità può essere utilizzato anche in aree particolarmente difficili da medicare.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
298300	2 cm x 3 m	1	12
298400	4 cm x 1,5 m	1	12


### Mefix®



Cerotto adesivo in tessuto non tessuto, in rotolo. Utilizzato per mantenere in sede e fissare medicazioni, cateteri, tubi, cannule, aghi cannula e altri dispositivi. Carta di rimozione perforata, con taglio ad onda. Confezione non sterile in rotolo.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
310250	2,5x10 cm	1	40
310500	5x10 cm	1	40
311000	10x10 cm	1	20
311500	15x10 cm	1	15
312000	20x10 cm	1	10
313000	30x10 cm	1	10



# Medicazioni di fissaggio

**Tubifast®** WITH 2-WAY STRETCH™ TECHNOLOGY



Tubifast® é una maglia tubolare leggera, biestensibile, in senso longitudinale e radiale, ideale per il fissaggio di medicazioni e per la protezione della cute, in qualsiasi parte del corpo. È adatta anche come sottogesso; le cuciture sono piatte per evitare allergie e irritazioni anche alla cute più sensibile. Studiata per tenere eventuali sostanze medicamentose a contatto con la cute. Confezionamento non sterile in rotolo da 1,5 e 10 metri.



Codice Prodotto	Misura	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
2434	LINEA ROSSA	3.5cm x 10m	1	20
2480	arti piccoli	1cm x 1m	12	36
2436	LINEA VERDE	5cm x 10m	1	24
2481	arti piccoli / medi	5cm x 1m	12	36
3555		5cm x 5m	6	30
2438	LINEA BLU	7.5cm x 10m	1	30
2482	arti grandi	7.5cm x 1m	12	36
3556		7.5cm x 5m	6	78
2440	LINEA GIALLA	10.75cm x 10m	1	12
2483	arti molto grandi,	10.75cm x 1m	12	36
3557	testa, busto bimbi	10.75cm x 5m	6	60
2444	LINEA VIOLA	20cm x 10m	1	15
2479	busto adulti	20cm x 1 m	12	48
3558		20cm x 5m	6	6

## Medicazioni assorbenti e super assorbenti

### Mesorb®

Medicazione altamente assorbente in TNT con polpa di cellulosa, in grado di trattenere elevate quantità di essudato.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
677001	10x13 cm	50	400
677201	13x15 cm	50	300
677401	10x23 cm	50	300
677601	15x23 cm	50	300
677801	23x30 cm	50	120

### Mextra® Superabsorbent

Medicazione superassorbente in TNT e fibre superassorbenti indicata per ferite iperessudanti. Il supporto esterno é realizzato in TNT idrorepellente.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
610000	12,5x12,5 cm	10	50
610100	12,5x17,5 cm	10	40
610200	12,5x22,5 cm	10	90
610300	17,5x22,5 cm	10	40
610400	22,5x27,5 cm	10	40
610500	22,5x32,5 cm	10	50



## Garze e tamponi in tessuto non tessuto

### Mesoft®

Medicazione in compresse 4 strati, morbida (viscosa e poliestere), con bassa dispersione di fibre ed elevata capacità di assorbimento, assenza di agenti leganti. Una valida alternativa alla tradizionale garza in cotone.



Compresse tracheali in tessuto non tessuto, sterili - busta da 1 pezzo.

Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
155030	10x10 cm	130	1950
157300	10x10 cm	100	6000



Compresse in tessuto non tessuto, non sterili - dispenser di cartone.

Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
156000	5x5 cm	300	2400
156100	7,5x7,5 cm	300	5100
156300	10x10 cm	200	2800
156400	10x20 cm	200	1400



Compresse in tessuto non tessuto, sterile - busta da 2 pezzi.

Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
156040	5x5 cm	150	3000
156140	7,5x7,5 cm	150	4200
156340	10x10 cm	150	2400
156440	10x20 cm	120	1200



Compresse in tessuto non tessuto, sterile - busta da 5 pezzi

Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
156065	5x5 cm	150	3150
156165	7,5x7,5 cm	150	4200
156365	10x10 cm	150	2800
156465	10x20 cm	120	1400



## Garze e tamponi in tessuto non tessuto

### Mesoft®

Morbidi, con bassa dispersione di fibre ed elevata capacità di assorbimento. Una valida alternativa ai tradizionali tamponi in cotone



Tamponi in tessuto non tessuto, non sterili - in sacchetti.

Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
156700	S	100	2200
156800	M	100	1300
156900	L	100	900



Tamponi in tessuto non tessuto, sterili - busta da 5 pezzi.

Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
156760	S	100	2800
156860	M	100	1500
156960	L	70	1050



# Tubifast® Garments



Tubifast® GARMENTS é una maglia tubolare leggera, biestensibile, in senso longitudinale e radiale, conformata a forma di indumento per varie regioni del corpo. È ideale per il fissaggio di medicazioni e per la protezione della cute, realizzata in viscosa e sottilissimi fili di elastane intessuti in ordito e in trama per creare una leggera elasticità. Grazie al tessuto bielastico garantisce totale libertà di movimento e maggior comfort. È possibile utilizzarlo in associazione con olii e creme. Può essere un valido aiuto nella riduzione del prurito e per la gestione delle dermatiti atopiche. Confezionamento non sterile.


Codice	Dimensioni	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
Guanti	5920	M - L Adulto	6	42
Guanti	5921	S-M Adulto M-L Bambino	6	42
Guanti	5922	XS Bambino	6	42
Guanti	5923	S Bambino	6	42
Indumenti	992007	6-24 mesi	6	30
Indumenti	992008	2-5 anni	6	30
Indumenti	992009	5-8 anni	6	30
Indumenti	992011	11-14 anni	6	30
Calzini	992017	Taglia unica	6	42



# Terapia a pressione negativa monouso portatile

## Avance® Solo Set

Il sistema di terapia a pressione negativa (NPWT) monouso Avance® Solo Set é costituito dalla pompa Avance® Solo Pump, dal canister Avance® Solo Canister da 50 ml, dalla medicazione Avance® Solo Border Dressing che, insieme, formano un sistema di trattamento delle lesioni basato sull'applicazione di pressione negativa.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
8881020	10x20 cm	1	2
8881030	10x30 cm	1	2
8881035	10x35 cm	1	2

## Avance® Solo Pump and Canister 50ml Set

La pompa Avance® Solo viene utilizzata per stabilire e mantenere la pressione negativa nel sistema Avance® Solo NPWT al fine di rimuovere l'essudato o i fluidi dal letto della ferita.

Codice	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
8880050	1	2



## Avance® Solo Canister



Avance® Solo Canister da 50 ml é collegato alla Pompa Avance® Solo ed é destinato a distribuire la pressione negativa, trasportare e raccogliere l'essudato in eccesso.

Codice	Capacità (ml)	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
880050	50	1	8



## Avance® Solo Border Dressing


Medicazione assorbente con bordo e strato di contatto in morbido silicone traspirante con porta di trasferimento premontata, tubo a doppio lume con connettore maschio collegato e morsetto per arresto/fuoriuscite reflusso e dotato di strisce di fissaggio.



Codice	Dimensioni	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
881020	10x20 cm	2	4
881030	10x30 cm	2	4
881035	10x35 cm	2	4
881515	15x15 cm	2	4
881520	15x20 cm	2	4
881530	15x30 cm	2	4
882020	20x20 cm	2	4
882525	25x25 cm	2	4

## Avance® Solo Foam

Avance Solo Foam é un filler monouso in schiuma di poliuretano reticolato di forma ovale verde.



Codice	Dimensione totale	Spessore	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
882000	10x12 cm	1,5 cm	4	8

## Terapia a pressione negativa monouso portatile

### Avance® Solo Adapt Set

Il sistema di terapia a pressione negativa (NPWT) monouso Avance® Solo Adapt Set é costituito dalla pompa Avance® Solo Adapt Pump, dal canister Avance® Solo Canister da 50 ml, dal film Avance® Solo Adapt Film, da un filler in schiuma di poliuretano Avance® Solo Foam e una porta di trasferimento con tubi che, insieme, formano un sistema di trattamento delle lesioni basato sull'applicazione di pressione negativa.



Codice	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
9994152	1	2

### Avance® Solo Foam + Avance® Solo Adapt Film + Porta di trasferimento



Il sistema di terapia a pressione negativa (NPWT) monouso Avance® Solo Adapt Kit é costituito dal film Avance® Solo Adapt Film, da un filler in schiuma di poliuretano Avance® Solo Foam e una porta di trasferimento con tubi che, insieme alla pompa Avance® Solo Adapt Pump e al canister Avance® Solo Canister da 50 ml (non incluse in questo kit), formano un sistema di trattamento delle lesioni basato sull'applicazione di pressione negativa.

Codice	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
994152	5	5

### Avance® Solo Adapt Film

Il Avance® Solo Adapt Film é un film in silicone morbido traspirante monouso utilizzato per fissare la schiuma e sigillare la lesione con tecnologia Safetac®.



Codice	Dimensione totale	Pz. Dispenser	Pz. Confezione di vendita
994000	20x27 cm	5	10



**Codice Rerpertorio e CND**

## Codici repertorio e CND

Prodotto	Codice	N. Repertorio DM	CND
Avance Solo Adapt Film	994000	2501152/R	M9099
Avance Solo Adapt Set	9994152	139398/R	ASSEMBLATO
Avance Solo Border Dressing	881020	2499445/R	M040499
Avance Solo Border Dressing	881030	2499446/R	M040499
Avance Solo Border Dressing	881035	2499447/R	M040499
Avance Solo Border Dressing	881515	2499448/R	M040499
Avance Solo Border Dressing	881520	2499449/R	M040499
Avance Solo Border Dressing	881530	2499450/R	M040499
Avance Solo Border Dressing	882020	2499451/R	M040499
Avance Solo Border Dressing	882525	2499452/R	M040499
Avance Solo Canister 50ml	880050	2500045/R	A0699
Avance Solo Foam	882000	2500142/R	M040499
Avance Solo Foam + Avance Solo Adapt Film + Porta di trasferimento	994152	2501738/R	ASSEMBLATO
Avance Solo Set	8881020	139393/R	ASSEMBLATO
Avance Solo Set	8881030	139394/R	ASSEMBLATO
Avance Solo Set	8881035	139395/R	ASSEMBLATO
Avance Solo Set	8880050	139401/R	ASSEMBLATO
Exufiber	709900	1808455/R	M040413
Exufiber	709901	1808457/R	M040413
Exufiber	709903	1808458/R	M040413
Exufiber	709904	1808463/R	M040413
Exufiber	709909	1808465/R	M040413
Exufiber	709908	1808464/R	M040413
Exufiber Ag+	603400	2520445/R	M04040802
Exufiber Ag+	603401	2520442/R	M04040802
Exufiber Ag+	603402	2520443/R	M04040802
Exufiber Ag+	603403	2520444/R	M04040802
Exufiber Ag+	603407	2520446/R	M04040802
Granudacyn - 100 g Gel Spray	360108	1941398/R	M9099
Granudacyn - 1000 ml NPWT	360104	1941392/R	M9099
Granudacyn - 1000ml	360102	1941390/R	M9099
Granudacyn - 250 g Spray	360106	1941393/R	M9099
Granudacyn - 250 ml Spray	360100	1941388/R	M9099
Granudacyn - 50 g Gel	360107	1941396/R	M9099
Granudacyn - 50 ml	360150	1941381/R	M9099
Granudacyn - 500 ml	360101	1941389/R	M9099
Granudacyn - 500ml NPWT	360103	1941391/R	M9099
Granulox	360001	2418466/R	M040499

## Codici repertorio e CND

Prodotto	Codice	N. Repertorio DM	CND
Mefix	310250	2511352/R	M050201
Mefix	310500	2511353/R	M050201
Mefix	311000	2511354/R	M050201
Mefix	311500	2511355/R	M050201
Mefix	312000	2511356/R	M050201
Mefix	313000	2511357/R	M050201
Melgisorb Ag	256055	167593/R	M04040802
Melgisorb Ag	256105	1023933/R	M04040802
Melgisorb Ag	256155	1023934/R	M04040802
Melgisorb Ag	256205	1023936/R	M04040802
Melgisorb Ag	256605	1023935/R	M04040802
Melgisorb Plus	252000	819550/R	M04040201
Melgisorb Plus	252200	820247/R	M04040201
Melgisorb Plus	252500	820248/R	M04040201
Melgisorb Plus	253500	820249/R	M04040201
Mepiform	293100	124215/R	M04040701
Mepiform	293200	1026116/R	M04040701
Mepiform	293400	1026117/R	M04040701
Mepiform	293600	206800/R	M04040701
Mepiform	293700	1026118/R	M04040701
Mepiform	293800	1026119/R	M04040701
Mepilex	294015	2509239/R	M04040602
Mepilex	294100	2508944/R	M04040602
Mepilex	294200	2508945/R	M04040602
Mepilex	294300	2508946/R	M04040602
Mepilex	294400	2508947/R	M04040602
Mepilex	294500	2508948/R	M04040602
Mepilex Ag	287110	197236/R	M040408
Mepilex Ag	287210	1018223/R	M040408
Mepilex Ag	287310	1018224/R	M040408
Mepilex Ag	287410	1018225/R	M040408
Mepilex Ag	287510	1018226/R	M04040802
Mepilex Border Ag	395200	2513671/R	M04040802
Mepilex Border Ag	395300	2513661/R	M04040802
Mepilex Border Ag	395400	2513663/R	M04040802
Mepilex Border Ag	395410	2513664/R	M04040802
Mepilex Border Ag	395600	2513665/R	M04040802
Mepilex Border Ag	395700	2513667/R	M04040802
Mepilex Border Ag	395800	2513666/R	M04040802
Mepilex Border Ag	395900	2513668/R	M04040802

# Codici repertorio e CND

Prodotto	Codice	N. Repertorio DM	CND
Mepilex Border Flex	595800	2494115/R	M04040602
Mepilex Border Flex	595850	2494116/R	M04040602
Mepilex Border Flex	595900	2494117/R	M04040602
Mepilex Border Flex	595000	2509286/R	M04040602
Mepilex Border Flex	595200	2509284/R	M04040602
Mepilex Border Flex	595300	2509285/R	M04040602
Mepilex Border Flex	595400	2509287/R	M04040602
Mepilex Border Flex	595600	2509288/R	M04040602
Mepilex Border Flex Lite	581011	2264909/R	M04040602
Mepilex Border Flex Lite	581100	2264910/R	M04040602
Mepilex Border Flex Lite	581200	2264911/R	M04040602
Mepilex Border Flex Lite	581300	2264912/R	M04040602
Mepilex Border Flex Lite	581500	2264913/R	M04040602
Mepilex Border Flex Oval	583300	2509289/R	M04040602
Mepilex Border Flex Oval	583400	2509290/R	M04040602
Mepilex Border Flex Oval	583500	2509291/R	M04040602
Mepilex Border Heel	282710	1614190/R	M04040602
Mepilex Border Post Op	496100	2511506/R	M040499
Mepilex Border Post Op	496200	2511507/R	M040499
Mepilex Border Post Op	496300	2511508/R	M040499
Mepilex Border Post Op	496400	2511509/R	M040499
Mepilex Border Post Op	496450	2511510/R	M040499
Mepilex Border Post Op	496600	2511511/R	M040499
Mepilex Border Post Op	496650	2511512/R	M040499
Mepilex Border Sacrum	282010	1614309/R	M04040602
Mepilex Border Sacrum	282410	1614310/R	M04040602
Mepilex Border Sacrum	282500	1019723/R	M04040602
Mepilex Heel	288100	2508949/R	M04040602
Mepilex Heel	288300	2508950/R	M04040602
Mepilex Heel Ag	388100	1018227/R	M04040802
Mepilex Heel Ag	388300	1018228/R	M04040802
Mepilex Heel Ag	382000	2514174/R	M04040802
Mepilex Heel Ag	382400	2514178/R	M04040802
Mepilex Lite	284000	2510925/R	M04040602
Mepilex Lite	284100	2510926/R	M04040602
Mepilex Lite	284300	2510927/R	M04040602
Mepilex Lite	284500	2510928/R	M04040602

## Codici repertorio e CND

Prodotto	Codice	N. Repertorio DM	CND
Mepilex Transfer	294502	2510907/R	M040499
Mepilex Transfer	294600	2510908/R	M040499
Mepilex Transfer	294700	2510909/R	M040499
Mepilex Transfer	294800	2510910/R	M040499
Mepilex Transfer Ag	394000	2520396/R	M040499
Mepilex Transfer Ag	394100	2520397/R	M040499
Mepilex Transfer Ag	394500	2520400/R	M040499
Mepilex Transfer Ag	394700	2520398/R	M040499
Mepilex Transfer Ag	394800	2520399/R	M040499
Mepilex XT	211015	1333037/R	M04040602
Mepilex XT	211100	1242368/R	M04040602
Mepilex XT	211200	1242369/R	M04040602
Mepilex XT	211300	1242370/R	M04040602
Mepilex XT	211400	1242371/R	M04040602
Mepilex XT	211500	1406881/R	M04040602
Mepire Film & Pad	275100	156240/R	M04010102
Mepire Film & Pad	275200	1023854/R	M04010102
Mepire Film & Pad	275300	1023855/R	M04010102
Mepire Film & Pad	275400	1023856/R	M04010102
Mepire Film & Pad	275500	1023857/R	M04010102
Mepire Film & Pad	275600	1023858/R	M04010102
Mepire Film & Pad	275700	1023859/R	M04010102
Mepire Film & Pad	275800	1023860/R	M04010102
Mepire Film & Pad	275900	1023861/R	M04010102
Mepitac	298300	167147/R	M0599
Mepitac	298400	1026120/R	M0599
Mepitel	290510	2510959/R	M040499
Mepitel	290710	2510960/R	M040499
Mepitel	291010	2510961/R	M040499
Mepitel	292005	2510962/R	M040499
Mepitel Film	296170	2511316/R	M040499
Mepitel Film	296500	2511310/R	M040499
Mepitel Film	296700	2511311/R	M040499
Mepitel Film	296900	2511312/R	M040499
Mepitel One	289100	2510966/R	M040499
Mepitel One	289300	2510967/R	M040499
Mepitel One	289500	2510968/R	M040499
Mepitel One	289700	2510969/R	M040499

## Codici repertorio e CND

Prodotto	Codice	N. Repertorio DM	CND
Mepore	670800	2511531/R	M04010101
Mepore	670900	2511532/R	M04010101
Mepore	671000	2511533/R	M04010101
Mepore	671100	2511534/R	M04010101
Mepore	671200	2511535/R	M04010101
Mepore	671300	2511536/R	M04010101
Mepore	671400	2511537/R	M04010101
Mepore	331900	164577/R	M04010101
Mepore	332000	1018219/R	M04010101
Mepore Film	270600	2511804/R	M04010202
Mepore Film	271500	2511805/R	M04010202
Mepore Film	272500	2511806/R	M04010202
Mepore Film	273000	2511807/R	M04010202
Mepore Film	273500	2511808/R	M04010202
Mesalt	285280	2520454/R	M04040101
Mesalt	285580	2520451/R	M04040101
Mesalt	285780	2520452/R	M04040101
Mesalt	286080	2520453/R	M04040101
Mesoft	155030	2511902/R	M0202010101
Mesoft	156040	2511903/R	M0202010101
Mesoft	156140	2511904/R	M0202010101
Mesoft	156340	2511905/R	M0202010101
Mesoft	156440	2511906/R	M0202010101
Mesoft	156065	2511907/R	M0202010101
Mesoft	156165	2511908/R	M0202010101
Mesoft	156365	2511909/R	M0202010101
Mesoft	156465	2511910/R	M0202010101
Mesoft	156760	2511929/R	M0202030101
Mesoft	156860	2511930/R	M0202030101
Mesoft	156960	2511930/R	M0202030101
Mesoft	156000	121066/R	M0202010102
Mesoft	156100	1020480/R	M0202010102
Mesoft	156300	1020481/R	M0202010102
Mesoft	156400	1020482/R	M0202010102
Mesoft	156700	164900/R	M0202030102
Mesoft	156800	1020483/R	M0202030102
Mesoft	156900	1020484/R	M0202030102
Mesorb	677001	2512128/R	M040201
Mesorb	677201	2512129/R	M040201
Mesorb	677401	2512130/R	M040201
Mesorb	677601	2512131/R	M040201
Mesorb	677801	2512132/R	M040201

# Codici repertorio e CND

Prodotto	Codice	N. Repertorio DM	CND
Mextra Suberabsorbent	610000	2512247/R	M040299
Mextra Suberabsorbent	610100	2512236/R	M040299
Mextra Suberabsorbent	610200	2512237/R	M040299
Mextra Suberabsorbent	610300	2512238/R	M040299
Mextra Suberabsorbent	610400	2512239/R	M040299
Mextra Suberabsorbent	610500	2512240/R	M040299
Mölnlycke Tortoise	1400800	2513595/R	Z12019010
Mölnlycke Tortoise	1400801	2513596/R	Z12019010
Mölnlycke Z- Flex	1400122	2512679/R	V08030101
Mölnlycke Z- Flex	1400123	2512680/R	V08030101
Mölnlycke Z- Flo	1400206	2512425/R	V08030101
Mölnlycke Z- Flo	1400213	2512426/R	V08030101
Mölnlycke Z- Flo	1400222	2512427/R	V08030101
Mölnlycke Z- Flo	1400224	2512428/R	V08030101
Mölnlycke Z- Flo	1400227	2512429/R	V08030101
Mölnlycke Z- Flo	1400239	2512431/R	V08030101
Mölnlycke Z- Flo	1400208	N/A	N/A
Mölnlycke Z- Flo	1401003	2512563/R	V08030101
Mölnlycke Z- Flo	1401005	2512564/R	V08030101
Mölnlycke Z- Flo	1401007	2512565/R	V08030101
Mölnlycke Z- Flo	1401011	2512566/R	V08030101
Mölnlycke Z- Flo	1400202	N/A	N/A
Mölnlycke Z- Flo	1400216	N/A	N/A
Mölnlycke Z- Flo Neonatale	1400200	2512424/R	V08030101
Tubiast maglia - adulti	2444	1022850/R	M03030201
Tubiast maglia - adulti	2479	1022851/R	M03030201
Tubiast maglia - adulti	3558	1022859/R	M03030201
Tubifasr maglia - large	2438	1022848/R	M03030201
Tubifasr maglia - large	2482	1022854/R	M03030201
Tubifasr maglia - large	3556	1022857/R	M03030201
Tubifasr maglia - xlarge	2440	1022849/R	M03030201
Tubifasr maglia - xlarge	2483	1022855/R	M03030201
Tubifasr maglia - xlarge	3557	1022858/R	M03030201
Tubifast guanti	5920	843127/R	M9099
Tubifast guanti	5921	843545/R	M9099
Tubifast guanti	5922	843546/R	M9099
Tubifast guanti	5923	843547/R	M9099
Tubifast indumenti	992007	1064587/R	M9099
Tubifast indumenti	992008	1070626/R	M9099
Tubifast indumenti	992009	1070627/R	M9099
Tubifast indumenti	992010	1070628/R	M9099
Tubifast indumenti	992011	1070629/R	M9099
Tubifast indumenti	992012	1064606/R	M9099
Tubifast indumenti	992013	1070630/R	M9099
Tubifast indumenti	992014	1070631/R	M9099
Tubifast indumenti	992015	1070632/R	M9099
Tubifast indumenti	992016	1070633/R	M9099
Tubifast indumenti	992017	1064526/R	M9099
Tubifast maglia - media	2436	1022847/R	M03030201
Tubifast maglia - media	2481	1022853/R	M03030201
Tubifast maglia - media	3555	1022856/R	M03030201
Tubifast maglia - piccola	2434	167159/R	M03030201
Tubifast maglia - piccola	2480	1022852/R	M03030201



# SERVIZIO CLIENTI

per ordini e consegne



800.78.54.50

da lunedì a venerdì

dalle 8.30 alle 17.30



FAX

800.78.54.70



E-MAIL

[csc.it@molnlycke.com](mailto:csc.it@molnlycke.com)

Per saperne di più: [www.molnlycke.it](http://www.molnlycke.it)

Mölnlycke® Health Care - Via Marsala 40/C - Italy 21013 Gallarate (VA) - Tel. +39 0331 714011

I marchi e i nomi Mölnlycke® Health Care, Safetac® e i rispettivi loghi

sono registrati a livello mondiale a nome di una o più società del Gruppo Mölnlycke® Health Care. © 2016.

Mölnlycke® Health Care AB. Tutti i diritti riservati.