

Masque chirurgical BARRIER®

EXTRA PROTECTION - Type IIR

- Modèle 4 couches anti-projection
- Efficacité de filtration bactérienne > 98%
- Liens à nouer extra longs
- EN14683:2014, type IIR

Suggestion d'utilisation: chirurgie en milieu humide, avec risque de projections

Choix de:

- Visière
- Couche intérieure douce
- Antibuée
- Le porte-coque réduit les contacts avec la bouche
- Élastiques
- Liens à nouer



BARRIER® crée l'effet ricochet à l'origine de meilleurs soins pour plus de patients

Tous les produits BARRIER de Mölnlycke Health Care combinent parfaitement protection, fonctionnalité et confort. Nos solutions novatrices et produits-spécifiques sont complétées avec options de livraison et de logistique, ainsi qu'assistance et formation permanentes. Ces éléments combinés contribuent à créer un effet ricochet à l'origine de gains de temps, d'efforts et d'argent. Les ressources précieuses sont libérées avec, à la clé pour vous, de nouvelles efficacités et la possibilité d'offrir les meilleurs soins à plus de patients.



658391



4224



4291



4232



4234



4236



4267



4313



4315



Référence	Type	Liens à nouer	Elastiques	Antibuée	Visière	Anti projection	Doux	Extra large	Porte coque liens à nouer	Porte coque élastiques	Antireflet élastiques	Antireflet liens à nouer	Emballage	Couleur
658391	R	•				•	•		•				50/500	○
4224	R		•	•		•							50/300	●
4291	R	•		•		•							50/500	●
4232	R	•		•	•	•							25/100	●
4234	R	•		•		•							50/300	●
4236	R	•		•		•							50/500	●
4267	R		•	•	•	•							25/100	●
4313	R	•				•							50/600	●
4315	R		•			•							50/600	●