



## Champ de coelioscopie abdo-périnéale **BARRIER®**

- Champ tout-en-un offrant des caractéristiques permettant une mise en place rapide et efficace par une seule personne afin de gagner du temps et de réduire le risque de contamination
- Bords adhésifs extensibles BARRIER® Flex, pour une excellente étanchéité dans le cadre d'un pneumopéritoine
- Poches et passe-tubulures intégrés, pour organiser la zone de travail
- Adhésif intégré, pour ajuster la longueur de la jambière
- Fenêtre périnéale avec cache intégré
- Matériaux totalement imperméables garantissant une sécurité optimale pour le patient

